



PREISLISTE
gültig ab 01.01.2023

FÜR DIE MESSTECHNISCHE GRÖÖE
- Herstellung / Kalibrierung -
FLÜSSIGKEITSDICHTE

Die in der Tabelle ausgewiesenen Preise sind Nettopreise und beinhalten den DAkKS-Kalibrierschein und die Verpackung.

Dichte-Referenzflüssigkeit (Richtwert für die Dichte bei 20 °C in kg/m ³)	Bestell-Nr.	Abgabepreis für 5 ml (Messtemperatur 20°C) in EURO	Abgabepreis für 10 ml (Messtemperatur 20°C) in EURO
690	RF 10	43,00	64,00
720	RF 15	43,00	64,00
816	RF 20	43,00	64,00
820	RF 50	43,00	64,00
827	RF 100	43,00	64,00
873	RF 200	43,00	64,00
998	RF 300	43,00	64,00
1250	RF 400	43,00	64,00
1620	RF 500	43,00	64,00

Für jede weitere Messtemperatur (15°C bis 50°C) berechnen wir einen Aufschlag von **20,- EURO**.

Auf Kundenwunsch bieten wir die Kalibrierscheine auch in elektronischer Form an, versendet werden Sie per E-Mail.

PRODUKTINFORMATION

Dichte-Referenzflüssigkeiten

Kalibrierlaboratorium für Länge, elektrische, mechanische, thermodynamische und analytische Messgrößen

DAkKS-Registriernummer: **D-K-15186-01-00**

Im internationalen Einheitensystem ist die **Dichte** eine abgeleitete Größe. Sie ist definiert als der Quotient aus der Masse m eines Stoffes und seinem Volumen V . Die SI-Einheit der Dichte ist kg/m^3 . Dichteangaben gelten im Allgemeinen für eine Bezugstemperatur von 20 °C (gemäß der internationalen Temperaturskala ITS-90).

Die Referenzflüssigkeiten der Dichte werden zur Durchsetzung der Qualitätssicherung für die Kalibrierung von Dichtemesssystemen, z. B. Biegeschwingermessgeräten, in allen Bereichen der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie anderen Bereichen der Wirtschaft verwendet.

Unser DAkKS-Kalibrierlaboratorium D-K-15186-01 sichert den metrologischen Anschluss an die PTB über eine Bezugsnormalmesseinrichtung nach dem hydrostatischen Wägeverfahren, basierend auf dem archimedischen Prinzip.

Diese Absolutmethode ermöglicht die direkte metrologische Rückführung über eine Dichtenormalkugel an das nationale Normal der Dichte, bewahrt in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) Braunschweig und Berlin.

Das Biegeschwingermessverfahren wird zur Qualitätsüberwachung der Dichte-Referenzflüssigkeiten eingesetzt.

Unsere Dichte-Referenzflüssigkeiten werden im folgenden Bereich bereitgestellt (*Richtwerte in kg/m^3 bei 20 °C*):

Dichte-Referenzflüssigkeit (Richtwerte für die Dichte in kg/m^3)	690	720	816	820	827	873	998	1250	1620
Messunsicherheit in kg/m^3 für die Dichtebestimmung an der Bezugsnormalmesseinrichtung	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Messunsicherheit in kg/m^3 für die Bereitstellung von Dichte-Referenzflüssigkeiten ^{*)}	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

^{*)} Die Messunsicherheit beinhaltet die Beiträge, verursacht durch sachgemäßen Transport und Lagerung

Im **DAkKS-Kalibrierschein** wird der Dichtewert für 20 °C angegeben. Auf Wunsch erfolgt gegen Aufpreis die Bestimmung und Angabe der Dichte bei 15 °C , 25 °C , 30 °C , 40 °C und 50 °C .

Abgabemengen: 5 ml, 10 ml

Die Referenzflüssigkeit ist in der ungeöffneten Ampulle kühl und dunkel aufzubewahren sowie innerhalb von **2 Monaten** ab dem Datum der Kalibrierung zu verwenden. Nach Öffnen der Ampulle ist die Referenzflüssigkeit sofort und nur einmalig zu verwenden.